

# APOLO

**TEGASUS**  
MEDICAL CONCEPTS INC.



## CARROS PARA ALMACENAMIENTO MÉDICO

CUMPLE CON SUS NECESIDADES DE HIGIENE Y ALMACENAMIENTO

PUERTA PERSIANA

PUERTA DE VIDRIO

PUERTA CIEGA

CARRO ABIERTO





# PEGASUS MEDICAL

**Pegasus Medical** es socio de organizaciones y hospitales de atención médica líderes en los cinco continentes.

Nuestros clientes recomiendan nuestros productos y soluciones porque **simplificamos en gran medida el manejo de los materiales de atención médica** con soluciones flexibles y escalables. Permitimos **significativos ahorros de costos** y respaldamos nuestra metodología con **una experiencia y un soporte inigualables**.

Con más de 20 años de experiencia en el manejo de medicamentos e insumos hospitalarios, Pegasus Medical ha desarrollado los **carros Apollo** para brindar una solución ideal para hospitales que usan bandejas y cestas ISO 60-40.

## ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES:

### Hospitales navales de Estados Unidos



Diez establecimientos en Kanban, 2650 estantes totales

### Penn Presbyterian Med Ctr



250 estantes Kanban y código de colores

### Administración de Veteranos de Guerra



Almacenamiento Kanban y de alta densidad, más de 30 establecimientos con más de 7000 estantes

### PeaceHealth



Cuatro hospitales en Kanban, con 100-500 estantes

### Barcos navales de Estados Unidos



USNS *Mercy* & *Comfort*, alrededor de 900 estantes

### NYC Health+Hospitals



4 hospitales, Kanban, más de 2200 estantes



# CARROS DE ALMACENAMIENTO

Pegasus Medical ofrece una línea única y diversificada de carros de almacenamiento. La combinación de diferentes gabinetes, profundidades, alturas y sistemas de cierre nos permite ofrecer la solución óptima para cualquier sala de su hospital o clínica

Cuatro soluciones disponibles:

PUERTA PERSIANA

PUERTA DE VIDRIO

PUERTA CIEGA

CARRO ABIERTO

Las cestas se almacenan horizontalmente y se pueden inclinar mientras se extraen





## PRESENTACIÓN

Totalmente compatible con ISO (60 x 40 cm).

Todas las superficies están hechas de polímeros y, por lo tanto, son resistentes a la humedad.

Cubierta superior de ABS, piso inferior de PP, paredes externas de PVC.

Todo el compartimento interior del carro es fácil de limpiar.

Piso con autodrenaje para una limpieza rápida y fácil.

Ruedas de calidad médica de 5" (125 mm) hechas de goma, que no dejan marcas.

Dos son giratorias, y las otras dos, giratorias con frenos.

Parachoques envolvente completo de 360°.

Capacidad mejorada de bandeja de alta densidad, debido al uso de paneles laterales interiores de alta capacidad. El carro estándar de 183 cm (72") tiene capacidad para hasta 18 unidades de bandejas de 5 cm (2") de profundidad / 11 piezas de bandejas de 10 cm (4") de

profundidad / 7 piezas de bandejas de 20 cm (8") de profundidad.

Patrón de ruedas extendido para una mayor estabilidad.

Los paneles laterales de ABS pueden equiparse con ruedas pequeñas para mover bandejas muy cargadas con mayor fluidez y facilidad.

Los rieles perforados designados admiten el uso de guías telescópicas para soportar objetos pesados. Estos se pueden usar junto con los paneles laterales o por separado.

Modelo E



Modelo U



# PUERTA PERSIANA

LOS CARROS CON PUERTA PERSIANA SON EXTREMADAMENTE ÚTILES EN SALAS PEQUEÑAS Y PASILLOS DONDE NO HAY SUFICIENTE ESPACIO PARA ABRIR PUERTAS ESTÁNDAR.



CARRO INDIVIDUAL APOLLO E  
APL-4.0E-TD



APOLLO UU CARRO DOBLE  
APL-4.0UU-TD



## FUNCIONAMIENTO FLUIDO

Nuevo sistema de contrapeso para el buen funcionamiento de la persiana enrollable.




## FÁCIL LIMPIEZA


Extracción simple y sin herramientas de la persiana enrollable para su limpieza.



## MÚLTIPLES CONFIGURACIONES DE CAJONES



Configuraciones de cajones modulares, cestas divisibles o bandejas sólidas.



Los carros Apollo con puerta persiana se ofrecen en diferentes alturas, desde 108 cm (42,5") hasta 220 cm (86,6").



### SEGURIDAD Y ERGONOMÍA

Se ofrece una variedad de cerraduras, por ejemplo, cierre con código, cierre con llave y bloqueo de red, en la parte superior o media de las puertas. Las cerraduras se pueden programar de forma remota utilizando la red WIFI, lo que permite un acceso limitado al personal.

**APOLO UUU CARRO TRIPLE**  
APL-4.0UUU-TD



### PARED DE PROTECCIÓN

La pared trasera protectora evita que los insumos bloqueen la puerta persiana corrediza.



### ERGONOMÍA

La manija de altura media elimina la necesidad de inclinarse para abrir la puerta.

# PUERTA DE VIDRIO

LA LÍNEA DE CARROS APOLLO VIENE PUERTAS DE VIDRIO O CIEGAS. LAS PUERTAS DE VIDRIO SON FÁCILES DE UTILIZAR Y PROPORCIONAN UNA VISTA CLARA DE LOS PRODUCTOS ALMACENADOS.



CARRO INDIVIDUAL APOLLO U  
APL-4.0U-GD



APOLLO EE CARRO DOBLE  
APL-2.0EE-GD



## ERGONOMÍA

Manija superior e inferior para facilitar la apertura. La manija no se extiende detrás del radio de acción del carro ni sobresale.




## ELECTROESTÁTICO


Sellado periférico para evitar la acumulación de polvo y reducir el impacto cuando se cierra la puerta.



## MÚLTIPLES CONFIGURACIONES DE CAJONES



Configuraciones de cajones modulares, cestas divisibles o bandejas sólidas.




Los carros Apollo con puerta persiana se ofrecen en diferentes alturas, desde 108 cm (42,5") hasta 220 cm (86,6").



### Módulos ISO especiales

Variedad de módulos antimicrobianos y módulos de alta resistencia para los departamentos de esterilización central, disponibles a pedido.

ABS - Antimicrobiano



PP - Alta resistencia



ABS



PC - Transparente



### APOLO UUU CARRO TRIPLE APL-4.0-UUU-GD



### CONTROL DE INFECCIONES

Todas las superficies están diseñadas para facilitar la limpieza y el drenaje. Los carros se pueden solicitar en una versión lavable a máquina.



### VIDRIO DE CALIDAD

Vidrio transparente templado de 4 mm de espesor.

# PUERTA CIEGA

LAS PUERTAS CIEGAS SE UTILIZAN EN ESPACIOS DONDE HAY PERSONAL NO MÉDICO, DADO QUE LIMITAN LA EXPOSICIÓN DE PACIENTES Y VISITANTES A LOS PRODUCTOS MÉDICOS ALMACENADOS.



CARRO INDIVIDUAL APOLLO E  
APL-4.0E-SD



APOLLO UU CARRO DOBLE  
APL-2.0UU-SD



## SUPERFICIE SUPERIOR DE TRABAJO

Superficie de trabajo de ABS extraíble y lavable, con gabinete superior de 3 lados y borde antideslizante en la parte delantera.




## PUERTAS CIEGAS DE LAMINADO DE ALTA PRESIÓN


Placa de laminado de alta presión de 4 mm  
Laminado de alta presión



## MÚLTIPLES CONFIGURACIONES DE CAJONES



Configuraciones de cajones modulares, cestas divisibles o bandejas sólidas.



Los carros Apollo con puerta persiana se ofrecen en diferentes alturas, desde 108 cm (42,5") hasta 220 cm (86,6").



APOLLO EE CARRO DOBLE  
APL-4.0EE-SD



### APERTURA DE 270°

El singular diseño de la bisagra permite una apertura de 270° con un broche de sujeción cuando se coloca en el lado del carro en posición abierta.



### CÓDIGO DE COLORES MANIJA PARA ETIQUETADO

La manija ergonómica de la bandeja mejora la visibilidad y aumenta la satisfacción de los enfermeros.

# CARROS ABIERTOS

LOS CARROS APOLLO SIN PUERTAS SE USAN NORMALMENTE EN SALAS AISLADAS, COMO QUIRÓFANOS, LUGARES ESTERILIZADOS CON NIVELES BAJOS DE POLVO O HABITACIONES CERRADAS CON ACCESO LIMITADO A LOS MIEMBROS DEL PERSONAL.

Los casetes cumplen con la norma ISO y se adaptan a los diferentes sistemas de almacenamiento de Pegasus




CARRO INDIVIDUAL APOLLO U  
APL-4.0U-ND

APOLLO EE CARRO DOBLE  
APL-4.0EE-ND



## RUEDAS DE CALIDAD

Ruedas de calidad médica de 5" producidas por Tente.




## PARACHOQUES


Tanto en el carro como en las paredes de la sala.




## MÚLTIPLES CONFIGURACIONES DE CAJONES



Configuraciones de cajones modulares, cestas divisibles o bandejas sólidas.




Los carros Apollo con puerta persiana se ofrecen en diferentes alturas, desde 108 cm (42,5") hasta 220 cm (86,6").



**TODOS LOS CARROS SE PUEDEN INSTALAR DE ANTEMANO CON GUÍAS TELESCÓPICAS O PANELES LATERALES INCLINABLES DE ABS, O UNA COMBINACIÓN DE AMBOS.**

\* Por razones de seguridad, no está permitido cargar más de 10 kg en las cestas colocadas sobre guías telescópicas en niveles superiores (a más de 140 cm)

**APOLO UUU CARRO TRIPLE**  
APL-4.0UUU-ND



### CARRIL DE ACCESORIOS DIN

Permite una fácil instalación de accesorios.



### MANIJAS


Manijas laterales ergonómicas.

# TAMAÑOS DE CARROS


## Modelo E

El modelo E viene en 4 alturas diferentes, con una profundidad fija de 59 cm (23") y un ancho de 75 cm (30").


**Carro individual E**  
75 cm (30")




**Carro doble EE**  
146 cm (58")




**Carro de 2 paneles**  
Altura: 109 cm (43")  
APL-2.0E-TD/GD/SD/ND




**Carro de 3 paneles**  
Altura: 146 cm (57")  
APL-3.0E-TD/GD/SD/ND



**Carro de 4 paneles**  
Altura: 184 cm (72")  
APL-4.0E-TD/GD/SD/ND



**Carro de 5 paneles**  
Altura: 221 cm (87")  
APL-5.0E-TD/GD/SD/ND



Bandejas o cestas  
Máxima capacidad  
para los carros de los  
modelos E y U:

			2 PANELES	3 PANELES	4 PANELES	5 PANELES
20cm		TD	3	5	7	8
		GD/SD/ND	3	5	7	8
10cm		TD	5	8	11	13
		GD/SD/ND	6	9	12	14
5cm		TD	8	13	17	20
		GD/SD/ND	9	13	18	21


TD: Puerta persiana GD: Puerta de vidrio SD: Puerta ciega ND: Carro abierto sin puerta




## Modelo U

El modelo U viene en 4 alturas diferentes, con una profundidad fija de 79 cm (31") y un ancho de 55 cm (22").

**Carro individual U**  
55 cm (22")




**Carro doble UU**  
106 cm (42")




**Carro de 5 paneles**

Altura: 221 cm (87")  
APL-5.0U-TD/GD/SD/ND




**Carro de 4 paneles**

Altura: 184 cm (72")  
APL-4.0U-TD/GD/SD/ND




**Carro de 3 paneles**

Altura: 146 cm (57")  
APL-3.0U-TD/GD/SD/ND



**Carro de 2 paneles**

Altura: 109 cm (43")  
APL-2.0U-TD/GD/SD/ND





## CONTÁCTENOS PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

+1 888-276-4750 | [info@pegasusmedical.net](mailto:info@pegasusmedical.net) | [www.pegasusmedical.net](http://www.pegasusmedical.net)

ESTADOS UNIDOS / CANADÁ  
905 E. Rose St Lakeland FL  
33801 - Estados Unidos

EUROPA / MEDIO ORIENTE / ASIA  
Damzigt 13, 3454 PS De Meern  
The Netherlands