


# CONTENITORE PER CONFEZIONI DI GUANTI MONOUSO

- CONTENITORE STAMPATO INTERAMENTE IN ABS
- FACILE DA PULIRE E LAVARE
- ETICHETTE PER UNA CHIARA INDICAZIONE DELLA TAGLIA DEI GUANTI
- DIVERSE OPZIONI DI MONTAGGIO
- COMPATIBILE CON LA STRAGRANDE MAGGIORANZA DI CONFEZIONI
- BLOCCO DELLE CONFEZIONI ALL'INTERNO DEL CONTENITORE TRAMITE LE MOLLE POSTERIORI
- SOSTITUZIONE FACILE E VELOCE DELLE CONFEZIONI





# S-GBH-ABS

## MOLLE INTEGRATE

Le molle integrate spingono la confezione verso la parte anteriore del contenitore.


Dimensioni massime della confezione: 14,5x24,5x8 cm



## GANCI PER GUIDE DIN

# DIN-HKS-GBH-SET

Set di 2 ganci per guide DIN



## FISSAGGIO DIRETTO A PARETE

# S-GBH-ABS

Fissaggio orizzontale o verticale (viti e tasselli non inclusi)



## GANCI PER LETTO DEGENZA

# BED-HKS-GBH-SET

Set di due ganci per fissaggio al letto degenza



# TR-GBH-ABS

Composizione di tre contenitori