




- GANZER KUNSTSTOFFKASTEN, ABS GESPRITZT
- LEICHT ZU REINIGEN UND WASCHEN
- KLARE KENNZEICHNUNG DER HANDSCHUHGRÖßEN
- MEHRFACHE-MONTAGEOPTIONEN
- PASST IN EINE GROßE VIELFALT VON KASTENGRÖßEN
- STABILE FIXIERUNG DES KASTENS, HINTEREN FEDERN DRÜCKEN DEN KASTEN IN POSITION
- SCHNELLER & KOMFORTABLER KASTENAUSTAUSCH



S-GBH-ABS

INTEGRIERTE FEDERN

Eingebaute Federn drücken die Box in Richtung der Vorderseite des Halters. Geeignet für verschiedene Handschuhkastengrößen. Maximale Kastengröße: 14,5X24,5X8cm




DIN SCHIENENHALTER



DIN-HKS-GBH-SET

Ein Satz von 2 DIN-Schienen-Hängehaken für Handschuhfachhalter

DIREKTE WANDMONTAGE



S-GBH-ABS

Horizontale oder vertikale Montage (Schraubenverankerungen nicht im Lieferumfang enthalten)

PATIENTENBETT



BED-HKS-GBH-SET

Ein Satz mit 2 Betthaken für Handschuhfachhalter



TR-GBH-ABS

Dreifach-Box-Satz