

El carro Hera es más liviano que la mayoría de los carros de acero, flexible y fácilmente maniobrable. Está construido con una estructura de aluminio, superficie de trabajo de HPL y manijas dobles. El nuevo diseño evita el crecimiento de bacterias mediante el uso de una estructura completamente sellada, por lo que es muy fácil de limpiar.

### EL CARRO MANTENDRÁ SU PERFECTA ESTÉTICA A LO LARGO DE LOS AÑOS

- ✓ **Estructura 100% Aluminio!**
- ✓ **Ligero**
- ✓ **Empaquetado plano: baja huella de carbono**
- ✓ **Estructura sellada - no hay crecimiento de bacterias en el interior de los perfiles**
- ✓ **Totalmente ajustable**

El carro está disponible en dos configuraciones, un carro simple y uno doble como se muestra a continuación.

Altura de la superficie de trabajo de 39" (99 cm), ruedas de 3" y paragolpes. Ruedas de 4 y 5" también están disponibles (costo adicional)

¡Nota! Los módulos ISO, divisores y rieles de soporte se venden por separado.



#### CARRO SIMPLE HYGIEIA E

Número de artículo: HYG-CRT98-E

H 105.5 | W 73.9 | D 48.6 cm

H 41.6" | W 16.4" | D 19.2"

2 unidades por caja



#### CARRO DOBLE HYGIEIA U

Número de artículo: HYG-CRT98-UU H

105.5 | W 98.5 | D 68.6 cm

H 41.6" | W 38.8" | D 27"

1 unidad por caja



# MÓDULOS, DIVISORES DISPONIBLES



## A CONTINUACIÓN SE ENCUENTRAN LOS MÓDULOS, DIVISORES Y ACCESORIOS DISPONIBLES

Almacenamiento ESTÁNDAR (polímeros termoplásticos):

MÓDULOS CREMA ABS



Bandeja de 5 cm (2 ") de profundidad

**T054060**



Bandeja de 10 cm (4 ") de profundidad

**T104060**



Cesta de 10 cm (4 ") de profundidad

**B104060**



Cesta de 20 cm (8 ") de profundidad

**B204060**


MÓDULOS DE PLÁSTICO TRANSPARENTE

Policarbonato




Bandeja de 5 cm (2 ") de profundidad

**T054060PC**



Bandeja de 10 cm (4 ") de profundidad

**T104060PC**



Cesta de 20 cm (8 ") de profundidad

**B204060PC**



Bandeja de 20 cm (8 ") de profundidad

**T204060PC**

MÓDULOS VERDES

Almacenamiento de CONTROL DE INFECCIONES (ABS con agentes antibacterianos):



Bandeja de 10 cm (4 ") de profundidad

**T104060ND-AM**



Bandeja de 10 cm (4 ") de profundidad

**T104060-AM**



Bandeja de 20 cm (8 ") de profundidad

**T204060-AM**

MÓDULOS AMARILLOS

Almacenamiento ESTÉRIL (se puede limpiar y desinfectar a alta temperatura):



Bandeja de 10 cm (4 ") de profundidad

**T104060ND HR**



Bandeja de 20 cm (8 ") de profundidad

**T204060HR**

## DIVISORES



Divisor de 5 cm de largo

CREMA

**D0560**



Divisor corto de 5cm

**D0540**



Divisor de 10 cm de largo

**D1060**



Divisor corto de 10 cm

**D1040**



Divisor de 20 cm de largo

**D2060**



Divisor corto de 20 cm

**D2040**

TRANSPARENTE

**D0560PC**

**D0540PC**

**D1060PC**

**D1040PC**

**D2060PC**

**D2040PC**

VERDE

**DM1060-AM**

**DM1040-AM**

**DM2060-AM**

**DM2040-AM**